

# ADEGUAMENTO CLASSI DI COMPRESSIONE

A seguito di una fase di revisione aziendale è stato deciso di riclassificare le compressioni rilevate sull'arto secondo la catalogazione descritta nella norma RAL-GZ 387 tedesca, considerata attualmente la più autorevole.

La forza compressiva esercitata sui prodotti è rimasta invariata, è stato aggiornato il sistema di rilevazione che avviene attraverso nuove apparecchiature certificate. Di conseguenza i valori di compressione segnalati dal nuovo sistema differiscono leggermente dai dati precedentemente indicati nonostante i prodotti rimangano perfettamente uguali a livello compressivo.

Le confezioni dei prodotti non riporteranno più in etichetta l'indicazione dei mm Hg ma solo la Classe di Compressione (Ccl 1, Ccl 2, Ccl 3).

I valori rilevati dalle nuove apparecchiature certificate passano:

- **per la Ccl 1 da 20-30 mm Hg a 18-21 mm Hg**
- **per la Ccl 2 da 30-40 mm Hg a 23-32 mm Hg**
- **per la Ccl 3 da 40-50 mm Hg a 34-46 mm Hg**